

# MiniWell

## - Massagekudde med Infravärme

Miniwell är en praktisk massagekudde som är utmärkt att använda för kraftfull och effektiv massage på de flesta kroppsdelar. Miniwells fyra ergonomiskt utformade massagehuvuden ger kraftfull massage samtidigt som infravärmen värmer och mjukar upp musklerna och löser djupt liggande muskelspänningar.

Regelbunden massage med Miniwell aktiverar blodcirkulationen och därmed muskelns ämnesomsättning vilket i sin tur motverkar stelhet, ömhet, smärta och späningsvärk.

Miniwells fyra massagehuvuden masserar i cirkelrörelser i två riktningar, vilket tillsammans med infravärme ger en skön massage av exempelvis nacke, skuldror, rygg, svank, lår, vader och fötter.

### Användning

Vid massage av axlar, rygg och svank är det enklast att sitta i en fåtölj eller soffa. Börja uppe vid axlarna och för att komma åt nästa parti, böj ryggen lite framåt och låt Miniwell successivt glida neråt i takt med att ni önskar massera ett nytt parti av ryggen. För att massera fötterna lägger du Miniwell på golvet framför dig samtidigt som du sitter kvar i soffan. Nacke och övre delen av skuldrorna samt lår och vader får effektivast massage om du ligger i en säng med Miniwell under dig.

- Använd inte Miniwell längre än 30 minuter på kroppen.
- Efter avslutad massage vänta i cirka 2 timmar innan ny användning.
- Vi rekommenderar att i början använda Miniwell max 3-5 minuter på varje kroppsdel för att vänja kroppen vid massage.
- Undvik massage direkt på ryggraden.
- Ligg, sitt eller stå inte på Miniwell.
- Massagekudden ska inte användas vid ryggskada eller om du nyligen är opererad, rådfråga din läkare om du är osäker.

### Säkerhetsföreskrifter

Miniwell har godkänd CE-märkning och lever upp till gällande regler för teknik och säkerhetskrav. Med anledning av dessa säkerhetsaspekter bör du vara uppmärksam på följande:

- Koppla ifrån Miniwell från dess adapter när den inte används
- Ryck inte i sladden för att dra ut adaptern ur väggkontakten.
- Använd endast godkända eluttag.
- Underhåll Miniwell endast med en mjuk handduk eller med ett mildt rengöringsmedel.
- Använd aldrig lösningsmedel.
- Om Miniwell går sönder, vänligen laga den inte själv. Kontakta din återförsäljare.
- Använd inte Miniwell i fuktiga utrymmen ex badrummet etc.
- Känner du smärta, upphör omedelbart med massagen.
- Använd inte MiniWell under bilkörning

### Garanti

Under förutsättning att Miniwell inte utsätts för överkan och skötselråden följs lämnas 2 års garanti på motor. **OBS** tänk på att spara orderbekräftelsen som du fick via e-post när du beställde Miniwell då den gäller som kvitto för ditt köp.



Mått: 33 x 19 x 11 cm  
 Vikt 1,3 kg  
 Input: AC 100-240 V~50 Hz  
 Output: DC 12 V, 1600 mA  
 Effekt 19,2 W

